

Elektrický hrebeň LCS MEDISANA na vši návod na použitie

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a blahoželáme k nákupu!

Elektrický hrebeň LCS na vši je vysokokvalitný výrobok vyrobený nemeckou firmou MEDISANA.



1.1 Dôležité

Pre zabezpečenie dlhodobej životnosti a spoľahlivej prevádzky Vášho elektrického hrebeňa LCS MEDISANA na vši, odporúčame, aby ste si starostlivo prečítali tento návod na použitie. **Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné informácie starostlivo! Zariadenie používajte podľa týchto pokynov a uschovajte ho na bezpečnom mieste.**

- Používajte prístroj iba podľa návodu a v súlade s pokynmi.
- Pri používaní prístroja na iný účel, záruka na výrobok zaniká.
- Výrobok nie je určený na komerčné využitie.
- Nenechávajte prístroj bez dozoru v blízkosti detí. Elektrické prístroje nie sú hračky.
- Prístroj nie je vhodný pre deti do 3 rokov.
- Ak používajú elektrický hrebeň na vši deti, musia byť pod dohľadom dospelého osoby.
- Ak máte kardiostimulátor, elektronické implantáty, prosíme, konzultujte so svojim lekárom použitie výrobku.
- Prístroj nie je vhodný pre osoby, ktoré trpia epilepsiou a srdcovým ochorením.
- Používajte prístroj len na suché vlasy.
- Nepoužívajte prístroj na suchú, popraskanú alebo zranenú kožu.
- **Pri použití elektrického hrebeňa na vši, sa vyhnite priamemu kontaktu s ušami, očami a ústami. Pri dotyku môžu kovové zuby spôsobiť bolestivé, aj keď neškodné elektrické výboje - mravčenie.**
- Pred každým použitím skontrolujte, či žiadny zub nechýba alebo nie je poškodený. V prípade poškodených zubov hrebeň nepoužívajte!
- V prípade poruchy sa nepokúšajte opraviť prístroj, strácate tým nárok na záručnú opravu! Všetky opravy musia byť vykonávané autorizovaným servisným strediskom.
- Udržujte prístroj mimo dosahu horúcich plôch a chráňte ho pred priamym slnkom!
- Chráňte prístroj pred vlhkosťou. Pokiaľ sa dostane tekutina do prístroja, vyberte okamžite batérie a nepoužívajte prístroj. Kontaktujte svojho predajcu alebo priamo nás.
- Predchádzajte poškodeniu prístroja (tvrdé predmety), zabráňte vniknutiu štetín, drôtov, povrázkov, šnúrok, nití, atď. medzi zuby hrebeňa, pokiaľ je zapnutý.
- Prístroj môže občas spôsobiť mravčenie. Je to úplne normálne a nie je to nijako nebezpečné.
- Vyčistite svoj hrebeň po každom použití, najmä ak ho používa viac ako jedna osoba. Zabráňte tak riziku prenosu vši.
- Pokiaľ prístroj nepoužívate, vždy ho vypnite a pokiaľ prístroj nepoužívate nasadte ochranný kryt.



2.1 Obsah balenia

Pred prvým použitím sa uistite, že obsah balíka je kompletný:

- 1 elektrický hrebeň LCS MEDISANA na vši s kefkou na čistenie hrebeňa
- 1 batéria 1,5 V (typ AA, LR 6)
- 1 návod na obsluhu.



Ak spozorujete poškodenie pri vybalovaní, obráťte sa prosím na svojho predajcu bez omeškania. Obal možno opakovane použiť alebo recyklovať. Zlikvidujte riadne akékoľvek obaly, ktoré už nepotrebujete.

UPOZORNENIE

Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu udusenía, držte plastový obal mimo dosahu detí!



2.2 Čo sú vši ?

Voš je malý bezkrídly hmyz, ktorý žije vo vlasoch a živí sa ľudskou krvou. Dospelé vši sú zvyčajne 2 - 3 mm veľké, majú bielu až hnedú farbu. Hnidy – vajčká vši majú béžovo-hnedú farbu a sú prilepené na vlasoch. Vši sa z hníd liahnu po 7 až 10 dňoch. Priemerný počet vši je asi 10. Ak sa neliečia, počet vši sa môže rýchlo zvýšiť aj na 200. Voš nemôže skákať ani lietať, čo je dôvod, prečo sa prenášajú priamym kontaktom hlava - hlava. Voš však dokáže krátku dobu prežiť na textilii (čiapka, šatka, vankúš). Voš môže dostať ktokoľvek, bez ohľadu na vek, rasu a sociálne postavenie. Vši sú problémom, ktorý má vplyv na spoločnosti ako celok, neobmedzuje sa iba na školy a škôlky. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, vši „obývajú“ všetky typy vlasov - nielen neumyté alebo špinavé.

2.3 Zvláštnosti elektrického hrebeňa LCS MEDISANA na vši

Elektrický hrebeň LCS MEDISANA na vši, účinne odstraňuje vši bez chemických prostriedkov. Funguje tak, že vytvára elektrický náboj medzi zubami, ktorý zabíja vši a ich vajčká. Elektrický náboj je taký malý, že užívatelia si ho nevšimnú. Je to absolútne bezpečné. Pokiaľ je hrebeň zapnutý, vydáva zvukový signál. Signál sa preruší, keď sa medzi zuby hrebeňa dostane voš, alebo hmida.

Prístroj je napájaný bežnými batériami AA.

Elektrický hrebeň LCS MEDISANA na vši je vhodný pre dospelých a deti od 3 rokov. Hrebeň môže byť použitý aj na domácich miláčikov (pes, mačka).

3.1 Vkládanie batérie

Zložte kryt batériového priestoru zdvihnutím jeho hornej časti. Vložte batériu (typ AA LR6). Dodržiavajte správnu polaritu (+/-) batérie, ako je uvedené na batérii a na hrebene. Nasadte kryt batériového priestoru späť. Odporúčame nepoužívať nabíjacie batérie. Ak nebudete hrebeň používať dlhšiu dobu, vyberte batériu z hrebeňa.

Informácie o bezpečnosti:

Udržujte mimo dosahu detí!

Nenabíjajte!

Nevhadzujte do ohňa!

Nevyhadzujte staré batérie do domového odpadu, ale odovzdajte na recykláciu.



3.2 Ako hrebeň na vši LCS MEDISANA používať

Elektrický hrebeň na vši **LCS MEDISANA** používajte len na suché vlasy. Ak je to potrebné, dlhé vlasy rozčesajte ešte pred použitím hrebeňa. Prístroj zapnete posunutím spínača do polohy ON. Pokiaľ je prístroj v prevádzke, počujete bzučanie. Ak chcete vypnúť hrebeň, spínač vráťte do polohy OFF. Hrebeň skloňte na 45°- 90° uhol a pomaly prečesávajte vlasy. Dlhé vlasy prečesávajte po prameňoch. Keď počas česania prestane hrebeň bzučať, medzi zubami je voš, alebo hnida. Pokiaľ sa bzučanie neobjaví za krátky čas opäť, priestor medzi zubami je upchatý. Vypnite hrebeň a vyčistite zuby priloženou kefkou. Po vyčistení zapnite hrebeň a pokračujte v česaní. Vlasy češte radšej pomalšie a dôkladne. Pokiaľ hrebeň nepoužívate, vždy nasadte ochranný kryt. Elektrický hrebeň **LCS MEDISANA** na vši je obzvlášť účinný proti dospelým všíam, odporúčame hrebeň používať asi 2 týždne, vzhľadom k cyklu vyliahnutia vši (7-10 dní). Pri výskyte vši v okolí, odporúčame použiť elektrický hrebeň aj ako preventívne opatrenie.



3.3 Užitočné rady

Hrebeň môžete používať spolu s chemickými prostriedkami na ničenie vši. Odporúčame poradiť sa s lekárom, alebo lekárnikom. Voš môže prežiť krátku dobu aj na textile. Z tohto dôvodu by ste mali vyčistiť všetky objekty, ktoré prichádzajú do kontaktu s hlavou (čiapka, šatka, posteľná bielizeň). Tieto opatrenia je možné považovať za doplnok liečby postihnutých osôb, ale nemôže zabrániť návratu vši. Všetky textilie, ktoré prišli do styku s všíami, by sa mali prať na 60 °C alebo vyššej, alebo by mali byť v sušička minimálne 10 minút. Ak ste si nie istí, že predmety môžu byť vystavené takejto teplote, hermeticky ich uzavrite do plastového vrečka na dva týždne pri izbovej teplote alebo do mrazničky na jeden deň pri teplote -15 °C.

4.1 Čistenie a údržba

Pravidelné čistenie a údržba zabezpečuje dobré výsledky a predlžuje životnosť Vášho prístroja. Vyčistite elektrický hrebeň **LCS MEDISANA** na vši opatrne po každom použití, najmä ak ho používa pre viac ako jedna osoba. Pred čistením prístroja vyberte batériu. Na čistenie krytu použite suchý, mäkký papier alebo textilnú handričku. Na čistenie hrebeňa používajte priloženú čistiacu kefkou. Nepoužívajte silné čistiace prostriedky na čistenie, pretože môžu poškodiť povrch prístroja. Prístroj nikdy neponárajte do vody a uistite sa, že pri čistení do prístroja nevnikla žiadna voda. Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu a chráňte ho pred nečistotami a vlhkosťou. Vyberte batériu z prístroja, ak ho nebudete používať v blízkej budúcnosti. V opačnom prípade batéria môže začať vytekať. Skladujte prístroj na čistom, suchom a chladnom mieste.



4.2 Likvidácia výrobku

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s domácim odpadom. Všetci užívatelia sú povinní odovzdať všetky elektrické a elektronické zariadenia, bez ohľadu na to, či obsahujú toxické látky, na zberných miestach tak, aby mohli byť zneškodnené prijateľným spôsobom k životnému prostrediu.

Prosím, odstráňte batérie pred likvidáciou prístroja. Nevyhadzujte staré batérie do domového odpadu, ale odovzdajte ich na recykláciu na zbernom mieste alebo v obchode.

4.3 Technické údaje

Model: elektrický hrebeň **LCS MEDISANA** na vši
Rozmery (L x W x H): 173 x 63 x 23 mm
Hmotnosť : cca 75 g vrátane batérie
Napájací zdroj: 1,5 V batéria (typ AA, LR 6)
EAN číslo: 4015588410000



V súlade s našou politikou neustáleho zlepšovania výrobkov, vyhradzuje si právo na technické a konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

5.1 Opravy a reklamácie

V prípade uplatnenia reklamácie v rámci záruky, kontaktujte svojho predajcu alebo servisné stredisko. Pri zaslaní výrobku na reklamáciu, priložte prosím kópiu nákupného dokladu a popis chyby prístroja.

Záručné podmienky:

- Záručná doba na výrobok sú dva roky od dátumu nákupu. V prípade reklamácie sa dátum nákupu preukazuje pomocou pokladničného bloku alebo faktúry.
- Mechanické poškodenie výrobku a jeho nekompletnosť budú odstránené bezplatne v rámci záručnej doby.

Záručnému servisu nepodliehajú nasledujúce poruchy a poškodenia:

- Všetky škody, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho zaobchádzania, napr. nedodržaním návodu na použitie.
- Všetky poškodenia, ktoré sú spôsobené v dôsledku opravy alebo neoprávnenej manipulácie zo strany zákazníka alebo neoprávnenými tretími osobami.

VÝROBCA:
MEDISANA AG
Itterpark 7-9
40724 Hilden
Tel.: +49 (0) 2103 / 2007-60
Fax: +49 (0) 2103 / 2007-626
email: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de

DOVOZCA:
ANATIS s.r.o.
Beňovského 6
841 02 Bratislava
+ 421 (0) 905 949330

hreben@anatis.sk
www.anatis.sk